










FICHA TÉCNICA

MICROASPERSORES Y GOTEROS

	Gotero Autocompensado 4L/H	Presión: 0.6– 2.0 Bar Flujo: 4 L/H
	Gotero Graduable	Presión: 0.6 – 2.0 Bar Flujo: 2.0 – 8 L/H
	Microaspersor graduable cuerpo 1/2	Presión: 0.6 – 2.0 Bar Flujo: 2.0 – 10 L/H
	Microaspersor graduable cuerpo 3/4	Presión: 0.6 – 2.0 Bar Flujo: 2.0 – 14 L/H
	Microaspersor Giratorio 5 m.m	Presión: 1.0 – 2.5 Bar Flujo: 35 – 90 L/H Radio: 1-3 m
	Microaspersor Giratorio Naranja 5 m.m	Presión: 0.6 – 2.0 Bar Flujo: 35 – 110 L/H Radio: 1-3.5 m
	Microaspersor Giratorio Roscado ½"	Presión: 0.6 – 2.0 Bar Flujo: 35 – 140 L/H Radio: 1.5-4.0 m
	Nebulizador 5 m.m	Presión: 0.6 – 2.0 Bar Flujo: 35 – 90 L/H Radio: 1.0-2.0 m
	Nebulizador Micro Jet	Presión: 0.6 – 2.0 Bar Flujo: 30 – 60 L/H Radio: 0.4-0.8 m